



- 1 grellrot
- 2 grellgelb
- 3 grellblau
- 4 grellgrün
- 5 grellpink
- 6 hellblau
- 7 transparent
- 8 sattrot
- 9 nachtblau
- 10 maroon
- 11 sattgrün
- 12 reinweiß
- 13 tiefschwarz
- 14 gold
- 15 silber




- weiß-rot
- D
- F
- I
- fun
- camouflage
- lava
- tie-dye
- rainbow
- confetti
- zebra
- goldflakes
- silverflakes
- camouflage strip
- lava strip

# 30 PLAYSAFE® Farben

30 Playsafe Farben bzw. Farbkombinationen stehen für jeden Playsafe Typ zur Verfügung. Darüber hinaus können Sie sich Ihren Mundschutz 2-, 3- oder 4-farbig aus 15 Farben zusammenstellen.

Bitte geben Sie dazu die Farbnummern an (1-15):

Beispiel:  4  8  9  4



**Liebe Sportlerin, lieber Sportler,** ein Playsafe Mundschutz wird von einer geschulten Person nach den Playsafe Richtlinien individuell für Sie hergestellt.

- Sie bekommen Ihren Playsafe Mundschutz:
- Bei Ihrem Zahnarzt:  
Abdrucknahme Oberkiefer und Unterkiefer
- Bei Ihrem Zahntechniker:  
Gipsmodell- und Mundschutzherstellung
- Bei Ihrem Zahnarzt:  
Kontrolle auf Passung und Übergabe

Ein original Playsafe Mundschutz ist immer laminiert (mind. zwei Schichten), weist die Playsafe Kennzeichnung, den Sportlernamen und die Typenbezeichnung auf.

**Übrigens, Playsafe Mundschutz kann wechselnden Zahnverhältnissen angepasst werden.**

Ihr Playsafe Team:

ERKODENT • Erich Kopp GmbH • Siemensstraße 3  
72285 Pfalzgrafenweiler • Germany  
Tel. + 49 (0) 74 45/85 01-0 • Fax + 49 (0) 74 45/20 92  
info@erkodent.com • www.erkodent.com



Sport-Mundschutz




P55-7005-5

## Nicht jeder Mundschutz ist gleich

Playsafe-Mundschutz passt exakt auf die Zahnreihe, sitzt fest und erlaubt freies Atmen und nach kurzer Gewöhnung normales Sprechen. Boil & Bite Mundschutz (kochen und einbeißen) passt schlecht und lockert sich. Der Sportler muss diesen Mundschutz auf der Zahnreihe halten, dies hindert ihn an Spitzenleistungen.


Dr. J. Park erläuterte auf dem internationalen Symposium für Biomaterialien (1993), dass ein Boil & Bite Mundschutz durch den beim Anpassen entstehenden, dramatischen Stärkeverlust ein falsches Gefühl von Schutz vorgaukelt.



PLAYSAFE Mundschutz

Boil & Bite Mundschutz

Durch festen Sitz und die exakte Passung besitzt ein individuell gefertigter Playsafe Mundschutz eine 10 x höhere Lebensdauer als ein Boil & Bite Mundschutz, der durch Verrutschen einer wesentlich höheren Kaubelastung ausgesetzt ist.



## Warum gerade individuell gefertigter Mundschutz?

Nach der American Dental Association werden jährlich mehr als 200 000 Verletzungen im Mundbereich durch das Tragen von Mundschutz verhindert.

Allerdings schätzt die National Youth Sports Foundation, dass jährlich mehr als 5 Millionen Zähne durch Sportaktivitäten in den USA ausgeschlagen werden.




## PLAYSAFE Mundschutz 2- oder 3-schichtig:



Schlagpendeltest, Universität Tübingen:

Prozentualer Anteil an der Kraftaufnahme des ersten Molars (Kraftverteilung).

Schlagkraft 500/350/250 N (siehe Diagramm)



# 4 PLAYSAFE Typen, der sichere Mundschutz für jede Sportart

## Ihr PLAYSAFE Typ:

